

# ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГА SKIN REVIVE

ПО ЛИЦУ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОСТАКНЕ



SKIN RECOVERY

aesthetical  
PASSION FOR INNOVATION

## ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГА SKIN REVIVE ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОСТАКНЕ



### 1 ЭТАП: ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

Средство для нормализации pH-баланса кожи PH BALANCE. Распределите кистью или массажными движениями. Время экспозиции — 2-3 минуты. Смойте водой.



Ограничьте зону коррекции с помощью защитного средства KARITE BUTTER.



### 2 ЭТАП: НАНЕСЕНИЕ ПИЛИНГА

С помощью стерильного шприца наберите необходимое количество сыворотки SKIN REVIVE, вылейте в чашу и нанесите на кожу локально или с помощью веерной кисти в один слой.



Время экспозиции до 3-х минут.



### 3 ЭТАП: НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Нанесите на кожу необходимое количество нейтрализующего геля NEUTRALIZE и распределите его массажными движениями до полного устранения субъективных ощущений (зуд, жжение, покалывание).



Смойте водой!



### 4 ЭТАП: ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ КРЕМ

Массажными движениями нанесите восстанавливающий и успокаивающий крем SKIN REVIVE до полного впитывания.



### ДОМАШНИЙ УХОД

Утром — крем MELAN CONTROL (SPF 50+) или крем LENIPROTEX. Вечером — крем SKIN REVIVE.



Рекомендованный курс: от 4 процедур. Интервал между процедурами: 2-4 недели.

Рекомендуется использовать нитриловые перчатки. Протокол может быть скорректирован в зависимости от показаний и желаемого результата.



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-ПРОТОКОЛ  
ПИЛИНГА SKIN REVIVE



ПОДРОБНЕЕ О ПИЛИНГАХ  
AESTHETICAL: [INFO.SKINRECOVERY.PRO](http://INFO.SKINRECOVERY.PRO)

Для Вашего удобства наши ссылки активны!

Просто нажмите на текст около иконки и Вы перейдете на нужную страницу



[skin.recovery](http://skin.recovery)



[aesthetical\\_peel](https://vk.com/aesthetical_peel)



[SkinRecoveryEducation](https://t.me/SkinRecoveryEducation)

Импортер в РФ: ИП Николаевский В.В. | Москва, Стромьинский переулок, дом 6  
Тел.: +7 (495) 104-31-19, +7 (926) 660-27-15 (WhatsApp) | [skinrecovery@dmbyex.ru](mailto:skinrecovery@dmbyex.ru)